


## Anticuerpo Policlonal Anti-Trip12 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14669

Número de artículo: CM0029862



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TRIP12 humano (Q14669), validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta TRIP12 humano, de ratón y de rata. Reactivo clave para la investigación sobre la reparación del ADN y la vía de la ubiquitina-proteasoma.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | TRIP12 Rabbit pAb                                                                                                                                             |
| Observaciones/Alias | ULF; MRD49; TRIPC; TRIP-12; TRIP12                                                                                                                            |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                        |
| GeneID (Humano)     | 9320                                                                                                                                                          |
| GeneID              | 9320                                                                                                                                                          |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 del TRIP12 humano (NP_001271143.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                        |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                                      |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                              |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                           |
| SWISS               | Q14669                                                                                                                                                        |
| Peso Proteico       | 220kDa                                                                                                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                                |