


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trip4 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15650

Número de artículo: CM0016144



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado para WB, IHC-P, IP y ELISA; dirigido contra TRIP4 humano (ASC-1), un coactivador de la transcripción y componente del complejo RQC. Presenta reacción cruzada con humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante (aa 282-581).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRIP4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ASC1; ASC-1; MDCDC; SMABF1; ZC2HC5; HsT17391; TRIP4
Especie	Humano
ID del gen (humano)	9325
ID del gen	9325
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 282-581 de TRIP4 humano (NP_057297.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q15650
Peso de la proteína	66 kDa
Envío	Bolsa de hielo