

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra El Gen De Fusión Trk (Tfg) Para Wb, Elisa - Q92734

Número de artículo: CM0003090



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra TFG humano (gen de fusión TRK). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a humano y ratón. Adecuado para el estudio de la dinámica del RE y el tráfico de carga secretora.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Gen de fusión TRK (TFG) mAb de conejo
Observaciones/Alias	TF6; HMSNP; SPG57; TRKT3; Gen de fusión TRK (TFG)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10342
GeneID	10342
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q92734
Peso proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo