

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Trka+B+C Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04629 / Q16288 / Q16620

Número de artículo: CM0004031



### Introducción

Este anticuerpo monoclonal recombinante de conejo reconoce TrkA, TrkB y TrkC. Validado para aplicaciones de Western blot, IHC-P y ELISA en tejidos humanos, de ratón y de rata. Adecuado para el estudio de la señalización del receptor de neurotrofinas y el desarrollo neural.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | TrkA+B+C Rabbit mAb                                                                                                                |
| Observaciones/Alias | MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TRKC; GP145-TrkC; gp145(trkC); OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkA+B+C      |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| GeneID (Humano)     | 4914/4916/4915                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 722-822 de NTRK2 humano (Q16620). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                   |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                |
| SWISS               | P04629/Q16288/Q16620                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 140kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |