


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Trkb (Gp145-Trkb) Para Wb Y Elisa - Q16620

Número de artículo: CM0003678



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra TrkB humano (NTRK2, GP145-TrkB), validado para Western blot y ELISA. Detecta TrkB de ratón y rata. Ideal para investigación de señalización de neurotrofinas, desarrollo neuronal y plasticidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-TrkB
Observaciones/Alias	OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB
Especies	Humano
GeneID	4915
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-430 del TrkB humano (NP_001018074.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q16620
Peso molecular de la proteína	92kDa
Envío	Bolsa de hielo