


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trkb Para Wb, Elisa - Q16620

Número de artículo: CM0016874



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo TrkB de alta calidad para aplicaciones de Western Blot (WB) y ELISA. Reacciona con TrkB humano y de ratón (Q16620). Se dirige al receptor del factor de crecimiento BDNF/NT-3. Herramienta confiable para investigación en neurociencia y señalización neurotrófica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TrkB
Observaciones/Alias	OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB
Especie	Humano
GenelD (humano)	4915
GenelD	4915
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q16620
Peso Molecular de la Proteína	92kDa
Envío	Bolsa de hielo