


Anticuerpo Policlonal Anti-Trkc Para Wb, Elisa - Q16288

Número de artículo: CM0013351



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a TrkC humano (receptor del factor de crecimiento NT-3) para WB y ELISA; reactividad cruzada con ratón y rata; adecuado para estudios de señalización por neurotrofinas y neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TrkC Rabbit pAb
Notas / Alias	TRKC; GP145-TrkC; gp145(trkC); TrkC
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4916
ID de Gen	4916
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-300 de TrkC humano (NP_001007157.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16288
Peso Molecular de Proteína	94kDa
Envío	Bolsa de hielo