


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Trkc Para Wb, Elisa - Q16288

Número de artículo: CM0006707



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra la TrKC humana (NTRK3). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en señalización de neurotrofinas y diferenciación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo TrKC
Observaciones/Alias	TRKC; GP145-TrkC; gp145(trkC); TrKC
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4916
ID del Gen	4916
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q16288
Peso Proteico	94kDa
Envío	Bolsa de hielo