

Anticuerpo Policlonal Anti-Trmt1 Para Wb, Elisa - Q9Nxb9

Número de artículo: CM0026863



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la tRNA metiltransferasa humana TRMT1 (TRM1; MRT68). Validado para WB y ELISA; reacciona con humano y ratón. Adecuado para investigación en modificación de tRNA y biología redox.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRMT1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	TRM1; MRT68; TRMT1
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	55621
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NXH9
Peso Molecular de la Proteína	72kDa
Envío	Bolsa de hielo