


Anticuerpo Policlonal Anti-Trmt2A/Htf9C Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iz69

Número de artículo: CM0030069



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra TRMT2A/HTF9C humano. Validado para WB, IHC-P, ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de metilación de tRNA y modificación de ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRMT2A/HTF9C pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HTF9C; TRMT2A/HTF9C
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	27037
ID de Gen	27037
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500 hasta el extremo C-terminal del TRMT2A/HTF9C humano (NP_073564.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8Iz69
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo