


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Trmt2A/Htf9C Para Wb, Elisa - Q8Iz69

Número de artículo: CM0003676



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra TRMT2A/HTF9C humano, una metiltransferasa de tRNA/mRNA. Validado en WB y ELISA. Detecta una banda a ~69 kDa. Adecuado para estudios de modificación de ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRMT2A/HTF9C Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HTF9C; TRMT2A/HTF9C
Especie	Humano
GeneID	27037
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de TRMT2A/HTF9C humano (Q8Iz69)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8Iz69
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo