


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trmt2A/Htf9C Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iz69

Número de artículo: CM0023012



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TRMT2A/HTF9C humano, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Se dirige a una ARNt (uracilo-5-)-metiltransferasa que cataliza la formación de m5U54 en ARNt y algunos ARNm. Adecuado para estudios de modificación de ARN y expresión génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRMT2A/HTF9C pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HTF9C; TRMT2A/HTF9C
Especie	Humano
ID de Gen	27037
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de TRMT2A/HTF9C humano (NP_073564.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8IZ69
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo