

Anti-Trmt2B Conejito Pab Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Gj1

Número de artículo: CM0026584

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TRMT2B, una metiltransferasa mitocondrial de ARNt/ARNr, para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano y rata. Adecuado para investigación de modificación de ARN mitocondrial y procesamiento de ARNt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRMT2B Conejito pAb
Observaciones/Alias	CXorf34; dj341D10.3; TRMT2B
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	79979
ID del Gen	79979
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de TRMT2B humano (NP_079193.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q96Gj1
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo