


## Anticuerpo Policlonal Anti-Trmt6 Para Wb, Elisa - Q9Uja5

Número de artículo: CM0028510



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la TRMT6 humana, la subunidad no catalítica de la tRNA m1A58 metiltransferasa, también involucrada en la N1-metilación del ARNm. Validado para aplicaciones de WB y ELISA.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | TRMT6 Conejo pAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias           | GCD10; CGI-09; Gcd10p; TRMT6                                                                                                        |
| Especie                       | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)               | 51605                                                                                                                               |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de la TRMT6 humana (NP_057023.2) |
| Fuente                        | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría                     | Anticuerpos Policlonales                                                                                                            |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada           | Humano                                                                                                                              |
| SWISS                         | Q9UJA5                                                                                                                              |
| Peso Molecular de la Proteína | 56kDa                                                                                                                               |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                      |