


Anticuerpo Policlonal Anti-Trmt61A Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q96Fx7

Número de artículo: CM0014838



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TRMT61A humano (subunidad catalítica de tRNA metiltransferasa), validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigación de modificación de tRNA y metilación de mRNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRMT61A Conejo pAb
Observaciones/Alias	GCD14; TRM61; Gcd14p; hTRM61; C14orf172; TRMT61A
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	115708
ID del Gen	115708
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-289 de TRMT61A humano (NP_689520.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96FX7
Peso Proteico	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo