


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Trmt61A Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q96Fx7

Número de artículo: CM0004217



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a TRMT61A humana. Validado para Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de modificación de ARNt y metilación de ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRMT61A Rabbit mAb
Observaciones / Alias	GCD14; TRM61; Gcd14p; hTRM61; C14orf172
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	115708
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-289 de la TRMT61A humana (NP_689520.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96FX7
Peso molecular de la proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo