

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trmt61B Para Wb, Elisa - Q9Bvs5

Número de artículo: CM0026029



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a TRMT61B humana, una metiltransferasa mitocondrial clave de ARNm/ARNm. Adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. Útil para investigación en biología mitocondrial y modificación de ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRMT61B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TRMT61B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55006
GeneID	55006
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de TRMT61B humana (NP_060380.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9BVS5
Peso proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo