


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trnau1Ap Para Wb, Elisa - Q9Nx07

Número de artículo: CM0018580



Introducción

El pAb de conejo TRNAU1AP es un anticuerpo policlonal de conejo contra TRNAU1AP humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. El objetivo es un factor clave en la incorporación de selenocisteína en selenoproteínas, útil para la investigación de síntesis de selenoproteínas y modificación de tRNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRNAU1AP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SECP43; PRO1902; TRSPAP1; TRNAU1AP
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	54952
ID de gen	54952
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-287 del TRNAU1AP humano (NP_060316.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NX07
Peso proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo