

Anticuerpo Monoclonal Anti-Trop-2 Para Citometría De Flujo - P09758

Número de artículo: CM0011032



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano TROP-2 para citometría de flujo. Detecta el transductor de señal de calcio asociado a tumores 2 (TACSTD2/GA733-1) en muestras humanas. Conjugado con . Ideal para investigación de carcinoma placentario y pancreático.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Humano TROP-2
Observaciones/Alias	TACSTD2; EGP-1; EGP1; GA733-1; GA7331; GP50; M1S1; TROP2; transductor de señal de calcio asociado a tumores 2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4070
ID del Gen	4070
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-274 del TROP-2 humano (NP_002344.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P09758
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo