

Anticuerpo Policlonal Anti-Trop-2 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P09758

Número de artículo: CM0029748



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TROP-2 humano (TACSTD2), validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para la investigación de transducción de señales de calcio asociada a tumores y receptores de factores de crecimiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TROP-2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1; TROP-2
Especie	Humano
GeneID	4070
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-270 de TROP-2 humano (NP_002344.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09758
Peso Proteico	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo