

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Trop-2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Mihc, Elisa - P09758

Número de artículo: CM0002050



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-TROP-2 de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF-P, mIHC y ELISA. Específico para la TROP-2 humana (P09758), un transductor de señales de calcio asociado a tumores ampliamente utilizado en investigación oncológica y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TROP-2 mAb de conejo
Notas/Alias	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1; TROP-2
Especie	Humana
GeneID (Humano)	4070
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-274 de la TROP-2 humana (NP_002344.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P09758
Peso de la proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo