

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Trop-2 Para Wb - P09758

Número de artículo: CM0007518



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-TROP-2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, FC y ELISA. Objetivo: TROP-2 humano (SWISS: P09758), un transductor de señal de calcio asociado a tumores. Ideal para la investigación del cáncer y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TROP-2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	EGP1; GP50; M151; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1; TROP-2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4070
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-274 del TROP-2 humano (NP_002344.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P09758
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo