

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tropomodulina-2 (Tmod2) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Nzr1

Número de artículo: CM0002771

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a TMOD2 humano (tropomodulina-2), una proteína de bloqueo de actina neuronal. Validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del citoesqueleto y la neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TMOD2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	NTMOD; N-TMOD; TMOD2
Especie	Humano
ID de Gen	29767
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de TMOD2 humano (Q9NZR1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9NZR1
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo