

Anticuerpo Policlonal Anti-Tropomiosina 1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09493

Número de artículo: CM0014481



Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo policlonal de conejo contra la Tropomiosina 1 (TPM1) humana, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta una proteína de 33 kDa; presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudios de citoesqueleto y contracción muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Tropomiosina 1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CMH3; TMSA; CMD1Y; LVNC9; C15orf13; HEL-S-265; HTM-alfa; Tropomiosina 1
Especie	Humana
GeneID (Humana)	7168
GeneID	7168
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-245 de la Tropomiosina 1 humana (NP_001018008.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	P09493
Peso de la proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo