

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tropomiosina 1 Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P09493

Número de artículo: CM0005540



Introducción

mAb de conejo contra tropomiosina 1 para WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA; reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre unión a actina, regulación de la contracción muscular y estabilización del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra tropomiosina 1
Observaciones/Alias	CMH3; TMSA; CMD1Y; LVNC9; C15orf13; HEL-S-265; HTM-alfa; Tropomiosina 1
Especie	Humano
ID de gen (humano)	7168
ID de gen	7168
Inmunógeno	Péptido sintético; un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 185-284 de la tropomiosina 1 humana (P09493).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P09493
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo