

Anticuerpo Monoclonal Anti-Troponina I1/Tni1 Para Wb Y Elisa - P19237

Número de artículo: CM0007880

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra la Troponina I1 humana (músculo esquelético lento) para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Adecuado para investigación en músculo esquelético y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Troponina I1/Tni1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	TNN1; SSTNI; Troponina I1/Tni1
Especie	Humana
GeneID	7135
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-187 de la Troponina I1/Tni1 humana (P19237)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Rata
SWISS	P19237
Peso de la proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo