

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Troponin I2 (Tnni2) Para Wb, If-P, Elisa - P48788

Número de artículo: CM0008829



Introducción

CamelBio ofrece anticuerpos monoclonales de conejo contra Troponin I2 (TNNI2) validados para WB, IF-P, ELISA. Detecta la troponina I del músculo esquelético rápido de humano, ratón y rata. 21 kDa. Ideal para la investigación de la contracción muscular y la miopatía.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Troponin I2 (TNNI2) Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DA2B, FSSV, DA2B1, fsTnI, AMCD2B, Troponin I2 (TNNI2)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7136
GeneID	7136
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 83-182 de la Troponin I2 humana (TNNI2) (P48788)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P48788
Peso Proteico	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo