

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Troponina I2 (Tnni2) Para Wb, Elisa - P48788

Número de artículo: CM0025050



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la troponina I2 humana (TNNI2), generado contra el fragmento N-terminal 1-100 aa. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata, ayudando en los estudios de regulación de la contracción muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Troponina I2 (TNNI2) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DA2B; FSSV; DA2B1; fsTnl; AMCD2B; Troponina I2 (TNNI2)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7136
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la troponina I2 humana (TNNI2) (NP_003273.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P48788
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo