

Anticuerpo Policlonal Anti-Trove2/Ssa2 Para Wb Y Elisa - P10155

Número de artículo: CM0031034

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TROVE2/SSA2 (autoantígeno Ro60), validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de enfermedades autoinmunes y biología del ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo TROVE2
Observaciones/Alias	SSA2; RORNP; TROVE2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6738
GeneID	6738
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de TROVE2 humano (NP_004591.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10155
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo