


Anticuerpo Policlonal Anti-Trpc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P48995

Número de artículo: CM0013687



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TRPC1 validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con TRPC1 humano y de ratón, un canal de calcio activado por receptor. Ideal para investigación en canales iónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRPC1 pAb de conejo
Notas/Alias	TRP1; HTRP-1; TRPC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7220
GeneID	7220
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 400-500 de TRPC1 humano (NP_001238774.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P48995
Peso Molecular	91kDa
Envío	Bolsa de hielo