


Anticuerpo Monoclonal Anti-Trpc1 De Conejo Para Wb, Elisa - P48995

Número de artículo: CM0008349



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-TRPC1 de conejo validado para Western blot y ELISA. Detecta TRPC1 humano, de ratón y de rata (~88/91 kDa). Ideal para estudios de canales iónicos y señalización del calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-TRPC1
Observaciones/Alias	TRP1; HTRP-1; TRPC1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	7220
ID del gen	7220
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-500 de TRPC1 humano (P48995)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48995
Peso molecular de la proteína	88kDa/91kDa
Envío	Bolsa de hielo