


Anticuerpo Policlonal Anti-Trpc3 Para Wb, Elisa - Q13507

Número de artículo: CM0028605



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TRPC3 humano (TRP3, SCA41) validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. El objetivo es un canal de calcio involucrado en la señalización neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRPC3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TRP3, SCA41, TRPC3
Especie	Humano
GeneID	7222
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-600 del TRPC3 humano (NP_001124170.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13507
Peso Proteico	106kDa
Envío	Bolsa de hielo