


## Anticuerpo Policlonal Anti-Trpc4 Para Wb Y Elisa - Q9Ubn4

Número de artículo: CM0027104



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TRPC4 humano. Validado para WB y ELISA, reacciona con muestras humanas y de ratón. Adecuado para la investigación de canales de calcio y células endoteliales.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | TRPC4 Rabbit pAb                                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | TRP4; HTRP4; HTRP-4; TRPC4                                                                                                           |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| GeneID (humano)     | 7223                                                                                                                                 |
| GeneID              | 7223                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 768-977 del TRPC4 humano (NP_057263.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                        |
| SWISS               | Q9UBN4                                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 112kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |