


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trpc5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9UI62

Número de artículo: CM0013734



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo purificado por afinidad contra TRPC5 humano, validado para Western blot (WB), inmunofluorescencia (IF/ICC) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para el estudio de los canales de calcio y la función neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-TRPC5
Observaciones/Alias	TRP5; PPP1R159; TRPC5
Especie	Humano
GeneID (humano)	7224
GeneID	7224
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 800-900 de TRPC5 humano (NP_036603.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9UL62
Peso de la proteína	111 kDa
Envío	Bolsa de hielo