

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trpm1 Para Wb Y Elisa - Q7Z4N2

Número de artículo: CM0023075

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TRPM1 validado para Western Blot y ELISA. Reacciona con TRPM1 humano, un canal catiónico implicado en la fotorrespuesta retiniana y en la posible supresión de metástasis. Ideal para investigación en visión y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRPM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MLSN1; CSNB1C; LTRPC1; TRPM1
Especie	Humano
ID de gen	4308
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1460-1540 de TRPM1 humano (NP_002411.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q7Z4N2
Peso de la proteína	182 kDa
Envío	Bolsa de hielo