


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trpm2 Para Wb, If-P, Elisa - O94759

Número de artículo: CM0025537



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TRPM2 de alta calidad validado para western blotting (WB), inmunofluorescencia (IF-P) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con TRPM2 de ratón y rata. A adecuado para el estudio de canales iónicos, estrés oxidativo y señalización de calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	TRPM2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KNP3; EREG1; TRPC7; LTRPC2; NUDT9H; LTrpC-2; NUDT9L1; TRPM2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7226
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1204-1503 del TRPM2 humano (NP_003298.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O94759
Peso Proteico	171kDa
Envío	Bolsa de hielo