


Anticuerpo Monoclonal Anti-Trpm4 Para Wb Y Elisa - Q8Td43

Número de artículo: CM0008700



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TRPM4 humano, validado para Western blot y ELISA. Adecuado para estudiar la función del canal catiónico activado por calcio en investigación cardiovascular, neuronal e inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRPM4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	EKVP6; LTrpC4; PFHB1B; TRPM4B; hTRPM4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	54795
ID de Gen	54795
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1097-1214 de TRPM4 humano (NP_060106.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8TD43
Peso Proteico	134kDa
Envío	Bolsa de hielo