


Anticuerpo Policlonal Anti-Trpm4 Para Wb, Elisa - Q8Td43

Número de artículo: CM0015822



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TRPM4 validado para Western blot y ELISA. Reconoce TRPM4 humano, de ratón y de rata, un canal catiónico activado por calcio implicado en la función cardíaca e inmune. Adecuado para la investigación de canales iónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRPM4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	EKVP6; LTrpC4; PFHB1B; TRPM4B; hTRPM4; TRPM4
Especie	Humano
ID de Gen	54795
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 del TRPM4 humano (NP_060106.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TD43
Peso Proteico	134kDa
Envío	Bolsa de hielo