


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trpm8 Para Wb, Elisa - Q7Z2W7

Número de artículo: CM0016752



Introducción

TRPM8 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal generado en conejo contra una proteína recombinante de TRPM8 humano. Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con TRPM8 humano y de ratón (128 kDa). Ideal para la investigación de la detección del frío y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRPM8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TRPP8; LTRPC6; trp-p8; LTrpC-6; TRPM8
Especie	Humano
GeneID (humano)	79054
GeneID	79054
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 880-960 de TRPM8 humano (NP_076985.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q7Z2W7
Peso de la proteína	128 kDa
Envío	Bolsa de hielo