

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trps1 Para Wb, Elisa - Q9Uhf7

Número de artículo: CM0028198

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a TRPS1, un represor transcripcional de dedo de zinc. Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para aplicaciones de biología del desarrollo e investigación esquelética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TRPS1
Observaciones/Alias	GC79; LGCR; TRPS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7227
GeneID	7227
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-260 de TRPS1 humano (NP_054831.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9UHF7
Peso Proteico	142kDa
Envío	Bolsa de hielo