


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Trpv1 Para Wb, Elisa - Q8Ner1

Número de artículo: CM0007184



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra TRPV1 humano, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para investigación en dolor y neurociencia sensorial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-TRPV1
Observaciones/Alias	VR1; TRPV1
Especie	Humano
ID de gen	7442
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 725-839 de TRPV1 humano (NP_542435.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8NER1
Peso de la proteína	95kDa
Envío	Bolsa de hielo