


Anticuerpo Policlonal Anti-Trpv3 Para Wb, Elisa - Q8Net8

Número de artículo: CM0028200



Introducción

TRPV3 Rabbit pAb se dirige a la TRPV3 humana (SWISS: Q8NET8), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada contra ratón. Ideal para investigación en termosensación, canales iónicos y dermatología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRPV3 Rabbit pAb
Notas/Alias	OLMS; VRL3; OLMS1; FNEPPK2; TRPV3
Especie	Humano
ID del Gen	162514
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-500 de la TRPV3 humana (NP_659505.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q8NET8
Peso de la Proteína	91kDa
Envío	Bolsa de hielo