


Anticuerpo Monoclonal Anti-Trpv4 Para Wb Y Elisa - Q9Hba0

Número de artículo: CM0007439



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo anti-TRPV4, validado para WB y ELISA, detecta TRPV4 humano, un canal de calcio no selectivo implicado en la sensibilidad osmótica, la mecanosensación y la homeostasis articular – UniProt Q9HBA0.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-TRPV4
Observaciones/Alias	SMAL; VRL2; BCYM3; CMT2C; SPSMA; TRP12; VROAC; HMSN2C; OTRPC4; SSQTL1; TRPV4
Especie	Humana
ID del gen (humano)	59341
ID del gen	59341
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 771-871 de TRPV4 humano (NP_067638.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9HBA0
Peso de la proteína	98 kDa
Envío	Bolsa de hielo