

Anticuerpo Policlonal Anti-Trpv5 (Conejo) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nqa5

Número de artículo: CM0025872



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TRPV5 humano (CAT2/ECAC1). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre transporte de calcio y riñón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRPV5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAT2; ECAC1; OTRPC3; TRPV5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	56302
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 655-725 de TRPV5 humano (NP_062815.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NQA5
Peso de la Proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo