

Anticuerpo Policlonal Anti-Tr β 1/Thrb Para Wb, Elisa - P10828

Número de artículo: CM0020158



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al receptor de hormona tiroidea beta humano (TR β 1, THRB) para Western blot y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para la investigación de receptores nucleares y estudios de regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TR β 1/THRB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TRb; GRTH; PRTH; THR1; ERBA2; NR1A2; THRB1; THRB2; TRbeta; THRBeta; TRbeta1; C-ERBA-2; THRBeta1; Thrbeta2; C-ERBA-BETA; TR β 1/THRB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7068
GeneID	7068
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-263 del TR β 1/THRB humano (NP_000452.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10828
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo