


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Trβ1/Thrb Para Wb Y Elisa - P10828

Número de artículo: CM0004632



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad que dirige al receptor de hormona tiroidea beta humano (TRβ1/THRβ, P10828). Validado para Western blot y ELISA, ideal para la investigación de señalización de receptores nucleares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRβ1/THRβ mAb de Conejo
Observaciones/Alias	TRb; GRTH; PRTH; THR1; ERBA2; NR1A2; THRβ1; THRβ2; TRbeta; THRbeta; TRbeta1; C-ERBA-2; THRbeta1; Thrbeta2; C-ERBA-BETA; TRβ1/THRβ
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7068
ID de Gen	7068
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P10828
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo