

Anticuerpo Policlonal Anti-Tryptophanyl-Trna Sintetasa 1 Para Wb, Elisa - P23381

Número de artículo: CM0029005



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Tryptophanyl-tRNA sintetasa 1 humana (TrpRS/WARS). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de traducción de proteínas y angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Tryptophanyl-tRNA sintetasa 1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	HMN9; WARS; IFI53; IFP53; GAMMA-2; Tryptophanyl-tRNA sintetasa 1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7453
GeneID	7453
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de la Tryptophanyl-tRNA sintetasa 1 humana (NP_776049.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23381
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo