

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tryptophanyl-Trna Sintetasa 1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P23381

Número de artículo: CM0007232



Introducción

Anticuerpo monoclonal monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra la Tryptophanyl-tRNA sintetasa 1 (WARS1) humana. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Ideal para la investigación de síntesis de proteínas, angiogénesis y señalización de interferón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Tryptophanyl-tRNA sintetasa 1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	HMN9; WARS; IFI53; IFP53; GAMMA-2; Tryptophanyl-tRNA sintetasa 1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7453
GeneID	7453
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 372-471 de la Tryptophanyl-tRNA sintetasa 1 humana (P23381)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P23381
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo