


Anticuerpo Policlonal Anti-Tsc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92574

Número de artículo: CM0014066



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TSC1 (Hamartina) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de la vía mTOR y el análisis de supresores tumorales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TSC1
Observaciones/Alias	LAM; TSC; TSC1
Especie	Humano
GeneID (humano)	7248
GeneID	7248
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 600-700 de TSC1 humano (NP_000359.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92574
Peso Proteico	130kDa
Envío	Bolsa de hielo