


Anticuerpo Policlonal Anti-Tsc2 De Conejo Para If/Icc, Elisa - P49815

Número de artículo: CM0021027



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la tuberina (TSC2), regulador de mTORC1, validado para IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la detección de nutrientes, el crecimiento celular y el complejo de esclerosis tuberosa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TSC2
Observaciones/Alias	LAM, TSC4, PPP1R160, TSC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7249
GeneID	7249
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 1531-1807 de TSC2 (NP_000539.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49815
Peso Proteico	201kDa
Envío	Bolsa de hielo